

## Accessori



### Bracci snodati

Il braccio snodato è un sistema di supporto particolarmente indicato per il sostegno di tubi corrugati dei circuiti respiratori. Disponibile con o senza morsetto di fissaggio alla barra, in versione ad uno oppure due snodi e con sistema di aggancio per due tubi da  $\varnothing$  16 mm oppure  $\varnothing$  22 mm, il braccio snodato consente all'operatore un facile orientamento; può inoltre garantire un efficace sostegno di pesi anche considerevoli grazie ai giunti a snodo con incastri dentellati.

#### Dimensioni dei settori | Modello a:

<b>UNO SNODO</b>	Primo settore: 150 mm · Secondo settore: 450 mm
<b>DUE SNODI</b>	Primo settore: 150 mm · Secondo settore: 450 mm Terzo settore: 300 mm



### Aste portaflebo

Le aste portaflebo sono sistemi di supporto particolarmente indicati per il sostegno di flaconi durante le terapie in degenza. Le aste portaflebo consentono all'operatore un facile orientamento e sono disponibili, con o senza morsetto di fissaggio alla barra, nelle seguenti versioni:

- in versione fissa, con terminale diritto oppure ad angolo con 2 ganci;
- in versione estensibile, con terminale ad angolo con quattro ganci.

Possono inoltre garantire un efficace sostegno di pesi anche considerevoli grazie alla struttura particolarmente robusta in acciaio cromato. Esecuzioni diverse vengono eseguite a richiesta.